



## Doppler Foetal Compact CONTEC10A

Appareil portatif de détection de la fréquence cardiaque fœtale réalisant une surveillance précis. La valeur RCF mesurée et la forme d'onde sont affichées sur l'écran LCD. Facile et pratique à utiliser pour une utilisation dans les hôpitaux, les cliniques ou à la maison pour l'auto-contrôle quotidien par la femme enceinte.

- Battement cardiaque foetale
- Ecran d'affichage couleur
- Sonde magnétique
- Faible besoin énergétique
- Affichage digitale et analogue
- Arrêt automatique

# Doppler Foetal Compact CONTEC10A

## Fonctionnalité

- Facile à utiliser, design attrayant
- Sonde magnétique, design compact, pratique à utiliser
- Écran couleur avec affichage des chiffres / courbes et indication du niveau de la batterie
- Arrêt automatique après une absence de signal pendant 60s
- Sonde doppler haute sensibilité : Le son du cœur du fœtus peut être entendu clairement pour les grossesses de plus de 12 semaines
- Deux modes de sortie du son : Haut-parleur intégré et écouteur externe



Photos: © Contec Medical Systems

## Performance de la sonde

- Fréquence nominale : 3,0 MHz
- Fréquence appliquée : 3,0 MHz  $\pm$  10 %
- Pression acoustique de crête négative :  $p_- < 1$  MPa
- Intensité du faisceau de sortie :  $i_{ob} < 20$  mW/cm<sup>2</sup>
- Intensité dérivée spatiale-pointe-temporelle-moyenne :  $I_{spta} < 100$  mW/cm<sup>2</sup>
- Puissance de sortie ultrasonique :  $P < 20$  mW
- Mode de fonctionnement : Doppler à ondes continues
- Surface effective de rayonnement du transducteur :  $\leq 208$  mm<sup>2</sup>

## Caractéristiques techniques

- Affichage : Écran LCD de 1,77 pouces
- Plage de mesure et d'affichage du RCF : 50 BPM ~ 240 PBM
- Résolution : 1 BPM
- Précision :  $\pm 2$  BPM
- Tension nominale de fonctionnement : DC3 V
- Type de pile : 2 piles 1,5V (AA LR6)
- Dimensions : 157 x 99 x 27 mm
- Poids : environ 207 g (avec piles)

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes heureux de vous aider !

action medeor e.V.  
 Œuvre Sociale Allemande de Médicaments

St. Töniser Str. 21  
 47918 Tönisvorst | Allemagne  
 Téléphone: +49 2156 9788 100  
 info@medeor.de | [www.medeor.de/fr](http://www.medeor.de/fr)

