



Glucomètre Medisign MM1000

Surveillance de la glycémie simple, fiable et sûre dans le diabète.

Glucomètre Medisign MM1000

Système de surveillance de la glycémie

- Une grande et constante précision de mesure grâce à la double mesure automatique
- Mesure particulièrement rapide (5 secondes)
- Mémoire intégrée de 500 résultats
- Grand écran lumineux pour faciliter la lecture
- Auto calibré, aucun codage requis
- Avec bandelettes réactives
- Marquage CE
- Fonctionne à piles*

Accessoires:

- 10 pcs. bandelettes réactives
- Stylo auto-piqueur et lancettes
- Manuel d'utilisation
- Sac pour le stockage et le transport sécurisé

Bandelettes

- 50 bandelettes réactives
- Stockage: 4°C - 24°C
- Max. durée de vie: 24 mois
- Marquage CE

Disponible en deux unités de mesure différentes:

- Mesure en mmol/L
- Mesure en mg/dl



Veillez nous contacter pour plus d'informations. Nous sommes heureux de vous aider !

action medeor e.V.
 Œuvre Sociale Allemande de Médicaments

St. Töniser Str. 21
 47918 Tönisvorst | Allemagne
 Téléphone: +49 2156 9788 100
 info@medeor.de | www.medeor.de/fr

* Inclus deux Lithium CR 2032. Veuillez noter que l'expédition y compris les batteries n'est pas autorisée par service postal.



**action
 medeor**
 Œuvre Sociale Allemande de Médicaments