



Oxymètre de pouls compact YX102

Petit appareil maniable pour le contrôle à court terme, ponctuel ou continu, du pouls et de la concentration d'oxygène dans le sang dans des situations mobiles (par ex. sauvetage, urgences et voyages dans des régions isolées), dans les hôpitaux et à la maison.

Oxymètre de pouls compact YX102

Lectures précises, fiables et rapides

Le grand écran numérique OLED peut afficher les résultats de la SpO2, la fréquence et l'intensité du pouls avec des graphiques à barres simples en seulement huit secondes.

Adapté à tous les âges

Le design sophistiqué permet de s'adapter à une variété de tailles de doigts.

Portable et maniable

Léger, compact, facile à transporter, utilisable à la maison ou à l'extérieur, partout et à tout moment.

Pratique et facile à utiliser

Le système démarre automatiquement à l'ouverture de l'angle et s'arrête automatiquement après 8 secondes.

Spécifications :

- Taux de SpO2 : 70%-100%,
Précision : $\pm 2\%$
- Fréquence cardiaque : 25-250bpm,
Précision : $\pm 1\%$ / ± 1 bpm
- Alimentation électrique : 2 x 1,5V AAA piles alcalines (pas inclus)
- Consommation électrique : ≤ 40 mA
- Température : 5°C - 40°C,
Humidité relative : $\leq 80\%$
- Dimensions : 60 x 38 x 35mm
- Poids net : 38g
- Certifié CE

Inclus dans l'emballage :

- Oxymètre
- Cordon d'attache



Photos : © Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply

Veuillez nous contacter pour plus d'informations. Nous serons heureux de vous aider !

action medeor e.V.
 Œuvre Sociale Allemande de Médicaments

St. Töniser Str. 21
 47918 Tönisvorst | Allemagne
 Téléphone: +49 2156 9788 100
 info@medeor.de | www.medeor.de/fr

 **action
medeor**
 Œuvre Sociale Allemande de Médicaments